

# Manuale per l'uso e la manutenzione BASICA



Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino - Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



## INDICE

1. Introduzione
3. Spedizione
  - Montaggio
  - Specifiche di utilizzo
  - Informazioni per la sicurezza
4. Denominazione dei componenti BASICA
5. Controlli prima dell'utilizzo
  - Uso dell'ausilio
  - Freno - freno a tamburo
6. Regolazione profondità sedile
7. Trasporto in auto
8. Manutenzione della sedia a rotelle
9. Riparazioni
10. Misure
11. Accessori
13. Norme generali di sicurezza
14. Peso trasportabile
  - Trasferimento dalla sedia a rotelle
15. Attraversamento di strettoie
  - Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori
  - Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto
16. Dichiarazione di conformità
17. Garanzia
18. Targhetta e marcatura CE
19. Registro manutenzione
22. Note Informative
23. Spazio per il rivenditore

## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Introduzione

Il prodotto che verrà di seguito proposto, BASICA, è il risultato di un'esperienza ventennale che ha visto impegnata la nostra azienda in un processo di continua ricerca volta a migliorare ed affinare tecniche di progettazione e realizzazione dei prodotti; tutto ciò è stato possibile avvalendosi di Tecnici Ortopedici e consulenze da parte di esperti del settore della Riabilitazione, Educazione ed Assistenza.

Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso di questo modello. Leggete attentamente le istruzioni che seguono prima di utilizzare l'ausilio per la prima volta. La particolare cura posta nella progettazione e nella fabbricazione di questo prodotto, Vi assicura un elevato grado di sicurezza e comfort.

Utilizzate la Vostra sedia a rotelle seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale.

**Modello BASICA:** Base per esterni. Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura. Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto.

Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente. Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.

**Indicazioni cliniche prevalenti:** indicato per soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano un'importante insufficienza posturale.

**Allestimento di base:** disponibile in diverse misure; dotato di sistema basculante da 0° a 32°, reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili, schienale regolabile in altezza, seduta regolabile in larghezza e profondità.

**Accessori:** possibilità di personalizzazione attraverso la scelta di accessori che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: gamma di appoggiatesta dotata di un nuovo sistema di regolazione, pedane multifunzionali regolabili in diverse posizioni con sistema di fissaggio rinforzato, schienale tensionabile o in alluminio, bracciolo per emiplegico, tavoli di varie caratteristiche, spinte per il tronco, divaricatore, pedana unica, cintura pelvica 45° e barra di spinta per l'accompagnatore regolabile in altezza, braccioli e spondine regolabili in altezza e cuscini sagomati per schienale e sedile.

## Introduzione

### Simbologia

Spesso, durante la lettura del manuale d'uso, potrete imbattervi in questi simboli di particolare importanza o interesse.



Indica di porre particolare attenzione pericolo in generale



chiave per dadi o bulloni da 6 / 19 mm.



chiave a brugola per viti con esagono cavo da 6

La basica è dotata di:

- sistema sedile basculante
- schienale reclinabile
- freni a tamburo

consentendo in questo modo un maggior comfort. Inoltre: schienale ribaltabile, braccioli estraibili, riducono al minimo lo spazio-ingombro per facilitarne il trasporto.

## Spedizione

Tutti i prodotti Nuova Blandino vengono verificati in Azienda per escludere difetti e sono quindi imballati in cartoni speciali.

Vi preghiamo perciò di controllare l'ausilio subito dopo il ricevimento, in presenza del trasportatore, per verificare eventuali danni occorsi durante il trasporto.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'ausilio è stato danneggiato durante il trasporto, i danni devono essere denunciati immediatamente, facendo riserva scritta sulla bolla di ritiro.

Occorre quindi provvedere all'invio in porto Franco a Nuova Blandino S.r.l. - entro 8 giorni dalla data di ricevimento - delle parti danneggiate, se queste sono smontabili, o dell'intero ausilio, unitamente ad una copia della bolla di ritiro.

Il riconoscimento del danno da parte nostra non può avvenire nel caso di mancata osservazione di questa procedura, o di segnalazione del danno successivamente al ricevimento.

## Montaggio

Il tecnico ortopedico specializzato vi consegnerà il vostro ausilio pronto per l'uso, adattato alle vostre esigenze personali.

## Specifiche di utilizzo


L'ausilio è stato progettato per essere utilizzato sia in ambiente chiuso sia all'aperto. Esso ha esclusivamente lo scopo di accogliere una persona sul sedile e non funge da

mezzo di trazione, di trasporto o altro.

## Informazioni sulla sicurezza

Tutte le informazioni per un utilizzo sicuro della base per esterni sono riportate nella seconda parte di questo manuale.

## Denominazione dei componenti BASICA



1. Schienale reclinabile
2. Sedile basculante regolabile
3. Ruota anteriore
4. Leva per freno a tamburo
5. Ruota posteriore Ø 400
6. Leva basculamento sedile
7. leva reclinazione schienale

## Controlli prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare l'ausilio, verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate.

Verificate il corretto funzionamento dei freni a pressione. Inserendo i freni su entrambe le ruote, ed imprimendo alle sedie una leggera forza in avanti ed all'indietro: le ruote non devono ruotare.

## Uso dell'ausilio

L'ausilio è ideale per interni, per il tempo libero all'aperto, purché il terreno d'appoggio sia solido e non sdruciolevole.

Utilizzate inizialmente l'ausilio con molta prudenza. Leggete attentamente la seconda parte del manuale "Informazioni per la sicurezza".

## Freno - freno a tamburo -


Vantaggi: azione frenante indipendentemente dal profilo della gomma.

Azione frenante indipendente dalla pressione della gomma.

Azione frenante anche con copertone bagnato.

## Regolazione profondità sedile

- allentare le viti indicate in figura
- spostare in avanti o indietro la piastra sedile e trovare la posizione corretta
- serrare le viti



allentare le viti e far scorrere le piastre




## Trasporto in auto

Per trasportare la carrozzina in auto:

- 
- rimuovere il perno con anello (fissaggio pistone) (a)
- abbattere lo schienale
- rimuovere le ruotine antiribaltamento.

Per rimontare la carrozzina bisogna seguire tutti i passaggi in ordine inverso.



## Manutenzione della sedia a rotelle

### Controlli annuali

La manutenzione deve essere eseguita una volta all'anno. Si consiglia un accurato controllo dello stato dei cuscinetti: sabbia, acqua e polveri li danneggiano. Lubrificare leggermente con olio per biciclette privo di resine. Per la pulizia del telaio utilizzare acqua calda con poco sapone, oppure un detergente casalingo. Le parti in materiale sintetico dovranno essere pulite con i comuni detergenti specifici per questo materiale.



**Attenzione!**

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione!

Gli ausili non devono essere pulite con detergenti aggressivi.



**Attenzione!**

Tutti i componenti che possono essere a contatto con la pelle, se la carrozzina passa da un utilizzatore ad un altro, devono essere sostituiti.

## Riparazioni

### **Riparazioni**

Per interventi di riparazione affidatevi al vostro rivenditore specializzato Nuova Blandino S.r.l., il quale è stato istruito presso il nostro stabilimento secondo le nostre specifiche, ed è in grado di offrire consulenza, assistenza e servizi di riparazione.

### **Parti di ricambio**

Ordinarli tramite il proprio rivenditore. Ai fini di una corretta consegna delle parti di ricambio è necessario indicare il numero di telaio relativo alla sedia a rotelle. Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori originali Nuova Blandino S.r.l.

### **Smaltimento**

Lo smaltimento deve avvenire in base alle relative norme di legge nazionali.

## Misure



cm 36 40 45 50




cm 49 53 58 63



cm 74



cm da 54 a 60



cm da 42 a 55



cm 42




Kg 21



Portata Max. Kg 120

## Accessori



Cuscini sagomati sedile



Tavolino bordo incavo con attacco



Tavolino rettangolare con attacco



Tavolino imbottito incavo con attacco



Cuscini sagomati schienale



Schienale tensionabile



Pedana multifunzione



Pedana unica



Fascione poggia-gambe altezza 15 cm



Fascione poggia-gambe altezza 25 cm



Cuneo divaricatore



Spinta tronco

## Accessori



Cintura semplice



Cintura di sicurezza



Cintura pelvica grande



Bracciolo emiplegico



Divaricatore a fascia



Pettorina singola



Cintura ad Y



Appoggiatesta polifunzionale



Braccioli regolabili

## Norme generali di sicurezza

Utilizzare la BASICA come previsto nelle istruzioni per l'uso.



**Attenzione: il modello descritto in questo manuale non è utilizzabile così come viene acquistato, ma va integrato con adeguati sistemi di postura prescritti dai tecnici ortopedici.**

Per sostare, salire o scendere scegliete sempre un fondo piano e stabile, assicurare, la sedia a rotelle per evitare che si muova utilizzando entrambi i freni.

Se esposti direttamente ai raggi del sole, il rivestimento e l'imbottitura dei sedili e dei braccioli, i poggiatesta e le maniglie possano raggiungere temperature oltre i 41° C. Al contatto di queste parti con la pelle non protetta c'è il rischio di ustione. Per evitare il riscaldarsi di queste parti parcheggiate l'ausilio all'ombra.

Il rivenditore potrà regolare la BASICA in base alle vostre esigenze individuali, nel massimo rispetto della vostra sicurezza.

Quando si trasportano oggetti, assicurarsi che non pregiudichino o limitino la manovrabilità della sedia a rotelle. Controllare lo stato di usura delle gomme e controllare i freni.

## **Peso trasportabile**

Il carico massimo ammissibile è di kg. 120 ed è riportato nelle Istruzioni per l'uso e sull'etichetta dell'ausilio.

**L'ausilio può trasportare una sola persona**

## **Trasferimento dalla sedia a rotelle**

Scendere dalla sedia a rotelle per passare in altro luogo, se effettuato autonomamente, è pericoloso.

Richiede:

- rilevanti forze fisiche
- buone capacità di coordinamento
- un appoggio sicuro
- molto esercizio

La conoscenza di tutte le possibili situazioni di pericolo.

FateVi quindi aiutare da una persona. Discutete insieme lo svolgimento dell'operazione e fate presente che potrebbero insorgere dei pericoli imprevisti, come ad es. eventuali punti d'inciampo.



## Attraversamento di strettoie

Quando si percorrono tratti con carreggiata stretta ad esempio ingressi di edifici, porte ecc., attenzione ai gomiti.

- **Pericolo di infortunio.**

## Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori

Ascensori ed elevatori costituiscono un particolare pericolo per l'utente.



**Attenzione!**

Prestate attenzione alle dimensioni dell'ascensore e all'ingombro dell'ausilio per evitare di rimanere incastrati.

## Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto

L'ausilio non deve mai essere utilizzato come sedile per passeggero quando si utilizza in auto o un altro mezzo di trasporto. Provvedete allo smontaggio della sedia a rotelle (come specificato nelle istruzioni per l'uso) e riponetela nel vano portabagagli, o comunque assicuratela in modi da evitare incidenti in caso di manovre pericolose.

Occupate il sedile del veicolo ed allacciate le cinture di sicurezza.

## Dichiarazione di conformità



**NUOVA BLANDINO Sr.L.**

con sede legale in Strada Cebrosa, 24  
10036 Settimo Torinese - Torino

Responsabile della progettazione, fabbricazione, imballaggio, ed etichettatura di questo prodotto rientrante nella famiglia dei  
BASE PER ESTERNI

### **GARANTISCE E DICHIARA**

che il suddetto ausilio, immesso in servizio ed in commercio a decorrere dalla data della presente attestazione, soddisfa integralmente le disposizioni enunciate negli allegati I e VII della Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, recepimento italiano della summenzionata Direttiva.

I prodotti sopra indicati sono classificati Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I secondo quanto previsto nell'allegato IX e X della direttiva 2007/47 CEE .

Per quanto concerne le rimanenti direttive e norme applicabili al prodotto, la dichiarazione "CE" di conformità completa è disponibile sul sito internet [www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com)

*Si dichiara altresì che detti prodotti:*

- *non sono strumenti di misura*
- *vengono commercializzati in confezione NON sterile*

Dichiariamo inoltre che i prodotti sopra indicati sono stati realizzati in conformità alle Procedure Tecniche definite dall'Azienda e che tutti i controlli e collaudi sono stati effettuati.

Settimo, 26 Novembre 2015

## GARANZIA

Sulle basi per esterni di nostra fabbricazione, forniamo una garanzia della durata di due anni dalla corretta compilazione del certificato di acquisto (pag. 23).

La garanzia è valida per i prodotti che presentano difetti di fabbricazione o di funzionamento.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che manifestano difetti dovuti ad incuria o ad un uso improprio.

Tramite i nostri rivenditori è comunque possibile ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni.

Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l.

L'uso di ricambi e accessori non autorizzati dalla Nuova Blandino S.r.l. sono motivo della immediata decadenza della garanzia.

Per garantire l'efficienza dell'ausilio, esso deve essere tenuto pulito, curato e sottoposto a manutenzione come indicato nelle Istruzioni per l'uso.


Attenzione:

Nuova Blandino non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso combinato dei nostri ausili con parti di ogni genere provenienti di altri produttori (ad es. unità rimorchio, dispositivi elettrici) che implicano eventualmente rilevanti pericoli – salvo che un determinato prodotto non sia stato espressamente autorizzato in forma scritta da parte della Nuova Blandino S.r.l.

*La Nuova Blandino S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose, animali e terzi dovuti a modifiche o all'uso improprio dell'ausilio.*

## TARGHETTA E MARCATURA CE

L' etichette CE (vedi immagine) presente sulla carrozzina la trovate sulla traversa anteriore sotto il sedile.



## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione	Data riparazione
Parti sostituite o riparate	Parti sostituite o riparate
Timbro o firma dell'operatore	Timbro o firma dell'operatore
Timbro o firma del collaudatore	Timbro o firma del collaudatore

## Note Informative

il dispositivo descritto in questo manuale riporta il marchio CE in quanto conforme alle regole stabilite dalla Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, per i Dispositivi Medici e viene classificato come Dispositivi Medici NON Invasivi di Classe I, secondo quanto previsto dall'alegato IX e X della summenzionata direttiva.

- **destinazione d'uso**

il dispositivo viene fornito già montato dal tecnico ortopedico e regolato secondo le vostre esigenze.

*La base per esterni* è stata progettata per essere utilizzata sia in ambiente chiuso sia all'aperto. Essa ha esclusivamente lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiatesta e le parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di trasporto o altro. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni per un uso corretto del dispositivo.

- **controlli prima dell'utilizzo**

Prima di utilizzare *la BASICA* verificate che tutte le parti siano state correttamente montate e serrate. Qualora il prodotto presentasse danni visibili le parti danneggiate devono essere sostituite, per garantire la Vostra sicurezza .

- **istruzioni per il lavaggio**

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione!

*Gli ausili non devono essere pulite con detergenti aggressivi.*

- **durata del dispositivo**

La durata della *base per esterni* di nostra fabbricazione, dipende dall'intensità di impiego a cui è soggetta. Un corretto utilizzo e una adeguata manutenzione permette di mantenere e prolungare la vita del dispositivo; in media si stima una durata tra i 5 e i 7 anni.

- **allegato VII - Dichiarazione di Conformità-**

La Nuova Blandino S.r.l. istituisce e aggiorna una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, e prevede un sistema appropriato per l'applicazione delle misure correttive eventualmente necessarie, tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto.

Si richiede all'utilizzatore, o chi per esso di informare la Nuova Blandino S.r.l. nel caso in cui il prodotto presenti una qualsiasi disfunzione, o carenza di informazioni per l'uso e che abbia causato incidenti o danni all'utilizzatore.





PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE TECNICA O D'USO, UN NOSTRO TECNICO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE TELEFONANDO DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE 17:00 AL NUMERO 0112625140.

**TIMBRO RIVENDITORE**

--

**DATA VENDITA**

--	--	--

**DATA REGISTRAZIONE**

--	--	--

N.B.: IL PRESENTE LIBRETTO DEVE  
ESSERE PRESENTATO AD OGNI  
TIPO DI RIPARAZIONE

Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino - Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [inforb@nuovablandino.com](mailto:inforb@nuovablandino.com)



Impegno e tecnologia al servizio dei disabili

# Use and maintenance handbook BASICA



Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino - Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [infonb@nuovablandino.com](mailto:infonb@nuovablandino.com)



## INDEX

1. Introduction
3. Shipping
  - Assembling
  - Use specifications
  - Safety information
4. Components
5. Check before use
  - High chair use
  - Brake - Push brake
6. Depth seat adjusting
7. Transport by car
8. Wheelchair maintenance
9. Repairs
10. Measures
11. Optionals
13. General safety rules
14. Portable weight
  - Transfer from the wheelchair
15. Crossing narrow passages
  - Using elevators and lift bridges
  - Transportation by car or other means of transport
16. Declaration of compliance
17. Warranty
18. Plate and EC label
19. Maintenance log
22. Data sheet
23. Section for retailers

## Instructions for use and maintenance

### Introduction

The below introduced product, BASICA, is the result of twenty years of experience that has seen our company engaged in a process of continuous research to improve and refine techniques for the design and manufacture of our products; everything is possible using Technical Orthopedics and advice from experts in the field of rehabilitation, education and support.

This manual provides instructions for the use of this model. Please read the following instructions before using the aid for the first time.

The special care taken in the design and manufacture of this product ensure you a high degree of safety and comfort.

Use your wheelchair by following the instructions contained in this manual.

**Model BASICA:** External base. Structure easily attachable to the seating system. Foldable or reducible for easy transportation.

Ability to accommodate seating systems appropriate to the evolving user situation. Regulating the tilt with the device that allows easy tilting of the system even with the person sitting.

**Main clinical indications:** indicated for patients with severe disability, secondary to motor impairments that result in a major failure posture.

**Base equipment:** available in different sizes, equipped with tilting system from 0 ° to 32 ° reclining from 0 ° to 20 ° with adjustable angles, adjustable backrest height, adjustable seat depth and width.

#### **Optionals:**

customization options through the choice of accessories to meet your needs of comfort and safety: range of headrest with a new control system, multifunctional footboards adjustable in various positions with reinforced fixing system, adjustable tension backrest or aluminum, hemiplegic armrest, tables of various characteristics, lateral push padded, retractor, footboard, pelvic girdle 45 ° and push bar for the passenger height-adjustable, height adjustable armrests and rails and shaped cushions seat and back.

## Introduction

### Symbols

Often, while reading the manual, you may meet these symbols of particular importance or interest.



Indicates to pay special attention hazard in general



key nuts or bolts from 6/19 mm.



Allen key for hexagon socket screws 6

Basic features of:

- tilting seat system
- reclining backrest
- drum brakes

by this way allowing more confort.

Moreover: tipper backrest, removable armrest, reduce the involved space to the minimum, in order to simplify the transport.

## Shipping

All Nuova Blandino products are tested in-house to verify compliance with all specifications and then are shipped in extra cardboard boxes.

Please, check the device soon after receiving, in order to verify if any damage occurred during transport, and if possible, in the presence of the carrier.

If the purchased product was damaged during the transport, the damage must be reported immediately, with an official written claim to the delivery note.

All damaged parts (if removable) or the whole wheelchair must be delivered carriage free to Nuova Blandino Srl, within 8 days from the date of receipt, together with a copy of the receipt.

No damage will be acknowledged unless the aforementioned procedure is followed, or if the damage is reported after the receipt note is issued.

## Assembling

The orthopedic specialist will deliver your multifunctional highchair ready for use, adjusted according to your individual necessity.

## Use specifications


The aid is designed to be used indoors and outdoors. It is intended exclusively to transport a person in the seat, and

not as a means of traction, transport, or otherwise.

## Safety information

All information for a safe use of external base are shown in the second section of this handbook.

## Components



1. Reclining backrest
2. Tilting adjustable seat
3. Front wheel
4. Drum brake lever
5. Rear wheel Ø 400
6. Tilting seat lever
7. Reclining backrest lever



## Check before use

Before you can use the aid, check that all parts are properly assembled and tightened.

Check the correct operation of the brake pressure. By placing the brakes on both wheels, and imparting a slight force to the chair forward and backward: the wheels should not rotate.

## Using the wheelchair

The aid is ideal for indoor leisure pool, as long as the ground support is solid and not slippery.

Use the aid initially with great prudence. Read carefully the second part of the manual "Safety Information".

## Brake - Drum brake -

Advantages: braking action regardless of the profile of the tire.

Braking is independent of the pressure of the tire.

Braking action even with wet tire.

## Depth seat adjusting

- loosen the screws indicated in the figure
- move forward or backward the seat plate and find the correct position
- tighten the screws




loosen the screws  
and slide the plates

## Transport by car

Carrying the wheelchair in the car:

- remove the pin with ring (fixed piston) (a)
- break down the backrest
- remove the anti-tip wheels.

To reassemble the wheelchair just follow all the steps in reverse order.



## Wheelchair maintenance

### Yearly checks

Maintenance should be performed once a year. It is highly recommended to check the state of the bearings, since sand, dust and water may damage them. Lightly lubricate with bicycle resin-free oil.

The frame may be cleaned with hot water and soap (or household detergent) only. Plastic parts should be cleaned with detergents specific for this material.



**Caution!**

Do not use high pressure cleaning equipment!

The aids should not be cleaned with harsh detergents.



**Caution!**

All components which come in direct contact with the skin must be replaced if the wheelchair is given to another user.

## Repairs

### **Repairs**

To repair, trust your Nuova Blandino Srl dealer, who was educated in our factory according to our specifications, and is able to offer advice, support and repair services.

### **Spare parts**

To be ordered through your dealer. For the purposes of proper delivery of replacement parts is necessary to indicate the number of the frame relative to the wheelchair. For safety reasons, use original parts and accessories Nuova Blandino S.r.l.

### **Disposal**

Disposal should be in accordance with the relevant rules of national law.

## Measures




cm 36 40 45 50




cm 49 53 58 63



cm 74



cm from 54 to 60



cm from 42 to 55



cm 42




Kg 21




Max Load. Kg 120

## Optionals



Shaped seat cushions



Anatomic tray table with fixing brackets



Rectangular table with fixing brackets



Padded anatomical table with fixing brackets



Shaped backrest



Tension adjustable backrest



Multifunctional legrest



Footboard



Strap legrest cm 15



Strap legrest cm 25



Abductor pad



Lateral support pad

## Optionals



Simple belt



Cintura di sicurezza



Cintura pelvica grande



Armrest for hemiplegic



Retractor band



Safety belt



Y shaped belt



multifunctional headrest



adjustable armrests



## General safety rules

Use the wheelchair only according to the instructions.



**Warning: the model described in this manual can not be used as well as it is purchased, but should be complemented with adequate seating systems prescribed by orthopedic technicians.**

To station, get on and off the wheelchair, make sure the ground is flat and stable and secure the wheelchair to prevent it from moving by activating both brakes.

If exposed to direct sunlight, the covering and the upholstery of the seats, the armrests, the legrests and the handles may reach temperatures over 41° C. Direct contact with unprotected skin may cause injury. In order to avoid the over-heating of said parts, exposing the parked wheelchair to direct sunlight is not recommended.

The dealer will be happy to adjust your BASICA to suit your individual needs, by maximum respect for your safety.

When carrying objects, make sure that these do not affect or restrict the handling of highchair.

Check the pressure and the wear of the tires and check the brakes.

## Portable weight

The maximum allowable load is kg. 120 and can be found in the instructions for use and label of the aid

**The aid can carry only one person.**

## Transfer from wheelchair

Getting off the wheelchair may be dangerous, if no assistance is available.

It requires:

- considerable strength
- good coordination abilities
- a safe place
- much training

The knowledge of all of the possible dangers.

Let yourself be helped by a man. Discuss with him the exercise and the actions that may lead to unexpected dangers, for example. any stumbling points.

## Crossing the narrow passages

When crossing narrow passages, such as the entrance of a building, a door, etc., pay attention to your elbows.  
**Danger of injury!**

## Using elevators and lift bridges

Lifts and elevators pose a particular danger to the user.



**Warning!**

Pay attention to the size of the lift and pack of the aid to avoid getting stuck.

## Transportation by car or other means of transport

The wheelchair should never be used as a seat when you use a car or other means of transport. Provide the disassembly of the wheelchair (as specified in the instructions for use) and store it in the car, or at least secure it in ways to avoid accidents in case of dangerous maneuvers.

Take a proper seat inside the car or the means of transport and fasten your seatbelt.

## Declaration of compliance



### **NUOVA BLANDINO Sr.L.**

registered office: Strada Cebrosa, 24  
10036 Settimo Torinese - Torino

Responsible for designing, manufacturing, packaging, and labeling of this product, that falls within the category of

EXTERNAL BASE

**DOES GUARANTEE AND DECLARE**

That the above aid, and entered into service in the market as from the date of this certification, fully complies with the requirements set out in Annexes I and VII of the EC Directive 2007/47 EEC and DL 37 of January 25, 2010, Italian transposition of the said Directive.

The products listed above are classified NOT Invasive Medical Devices Class I in accordance with Annex IX and X of Directive 2007/47 EEC.

Concerning the remaining guidelines and standards applicable to the product , the complete “EC” declaration of conformity is available on the website [www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com)

*The afore-mentioned products:*

- *are not measuring instruments*
- *are marketed in non-sterile packaging*

This is to certify that the above products were manufactured in compliance with the technical provisions set by the company and that all checks and trials were carried out before commercialization.

Settimo, 26th November 2015

## WARRANTY

On our external base, we provide a warranty period of two years from the correct completion of the certificate of purchase (see page 23).

The warranty covers any manufacturing flaw or malfunction on guaranteed products.

Damages caused by carelessness or improper use are excluded from the warranty. Authorized resellers will provide additional information and quotations if any repair is needed. For safety reasons, only spare parts or accessories authorized by Nuova Blandino S.r.l. should be used. The use of unauthorized accessories is a reason of immediate decline of warranty.

In order to guarantee it works properly, the highchair must be kept clean, in order and maintained as described in the handbook of use.


Caution:

Nuova Blandino does not assume any responsibility for damage caused by the combined use of our aids with parts of all kinds from other manufacturers (eg. Trailer units, electrical devices), which may involve significant dangers - except that a given product has not been expressly authorized in writing by the New Blandino S.r.l.

*Nuova Blandino S.r.l. will not be liable for any damage to persons, things, animals, and any third party due to modification or misuse of the wheelchair.*

## Plate and EC label

The EC label (see picture) is printed on the highchair on the front side of the crossbar under the seat.



## Maintenance log

Repair date	Repair date
Replaced or repaired parts	Replaced or repaired parts
Stamp or signature of the operator	Stamp or signature of the operator
Stamp or signature of the inspector	Stamp or signature of the inspector

## Maintenance log

Repair date	Repair date
Replaced or repaired parts	Replaced or repaired parts
Stamp or signature of the operator	Stamp or signature of the operator
Stamp or signature of the inspector	Stamp or signature of the inspector



# Maintenance log

Repair date	Repair date
Replaced or repaired parts	Replaced or repaired parts
Stamp or signature of the operator	Stamp or signature of the operator
Stamp or signature of the inspector	Stamp or signature of the inspector

## Advisory notices

The device described in this manual is EC labeled and complies with the regulations laid down in EEC Directive 2007/47 and L.D. 37 of 25 January 2010, for medical devices. It is classified as a Class 1 non-invasive medical device, in compliance with annex IX and X of the above-mentioned Directive.

- **Intended use**

The device is supplied ready for use by technical orthopedics and adjusted according to the user's needs.

The external base is designed for both indoor and outdoor use. It is intended to accommodate one single person on the seat when the legrests and the lateral pads are mounted, and should not be used as a means of traction, transport or otherwise.

Carefully read the instruction manual for a correct use of the device.

- **Check before use**

Before using this BASICA, make sure that all parts are properly assembled and tightened, in particular the footrests. For safety reasons, if visible flaws are detected on the product, all damaged parts must be replaced.

- **How to clean**

*Do not use high pressure cleaning devices! Mechanical damage may be caused by water jets.*

*Chairs must not be cleaned with aggressive cleaning products.*

- **Lifespan of the device**

This external base may be used for a variable period of time, depending on the time and the frequency of use. A correct use and a proper maintenance of the wheelchair may extend its lifespan; on average, it is expected to be fully functional for 5-7 years.

- **Annex VII-Declaration of compliance-**

Nuova Blandino S.r.l. performs and updates a systematic post-production evaluation of the devices, on the basis of the provisions referred to in Annex X. It also provides support for the implementation of any corrective measure that may be necessary to carry out, bearing in mind the nature and the risks that may affect the product.

Malfunctions or any lack of information which has resulted in accidents or other type of damage on the user must be promptly communicated to Nuova Blandino S.r.l. by the user or anyone who acts in his or her stead.



FOR TECHNICAL OR USE INFORMATION, OUR EXPERT IS AVAILABLE MONDAY TO FRIDAY, FROM 08:30 TO 12:00 HOURS AND FROM 13:30 TO 7:00 HOURS. CALL +390112625140.

**RETAILER STAMP**

--

**DATE OF PURCHASE**

--	--	--

**REGISTRATION DATE**

--	--	--

N.B.: THIS MANUAL MUST BE PRODUCED WHENEVER ASSISTANCE IS NEEDED

Nuova Blandino S.r.l.  
Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo Torinese  
Torino - Italy  
Tel. +39 011 2625140 - fax +39 011 2625141  
[www.nuovablandino.com](http://www.nuovablandino.com) - [inforb@nuovablandino.com](mailto:inforb@nuovablandino.com)



Commitment and technology for people with special needs